

Protocol skin tear

Doel: wondbehandeling en preventie bij een skin tear

- reinig de wond met lauw stromend water
- beoordeel de huidflap: vitaal of a-vitaal weefsel
- plaats de vitale huidflap zo mogelijk terug
- vermijd hechtingen en wees terughoudend met hecht strips

Advies wondbehandeling categorie 1 & 2

- niet verklevend wondmateriaal= siliconen gaas (indien nodig markering met pijl voor verwijderen richting met de huidflap mee)
- max. 7 dagen ter plaatse, zo nodig herhalen;
- bij veel exsudaat absorberend verband en fixeren met zwachtel
- eventueel bij droge wond wondgel toevoegen
- necrose; scherp debridement van niet vitaal weefsel

Advies wondbehandeling categorie 3

Zelfde als bij categorie 1 en 2

Bij geïnfecteerde wond: [protocol wondbedekkers HE](#)

Categorie 1

Epidermis is los van dermis, maar bedekt dermis nog volledig of 1 mm van de wondrand



Categorie 2

Skin tear met gedeeltelijk weefselverlies (partial thickness)



Categorie 3

Skin Tear met volledig weefselverlies (full thickness)



Aandachtspunten

- Let op bij patiënten die bloedverdünners gebruiken, vooral de DOAC (sijpelen lang door)
- huidverzorging door middel van indifferente zalf
- Let op bij cliënten die corticosteroiden gebruiken

[Skin tear achtergrond informatie](#)

[Patiënt: Behandeladvies wondbehandeling](#)